



ПРАЙС-ЛИСТ

Группы компаний
«ЛассаМед»



www.lassamed.com sales@lassamed.com +7 (495) 946 94 42

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

Оборудование SCHILLER AG (Швейцария)	
- Функциональная диагностика	3 – 5
- Дефибрилляторы	5
- Принадлежности и расходный материал	6 – 7
Оборудование GANSHORN Medizin Electronic GmbH (Германия)	
- Бодиплетизмограф, ультразвуковая система диффузионных измерений	8
- Принадлежности и расходный материал	
Фильтры антибактериальные для спирометров GVS (Италия)	9
Оборудование Vyair / CARE FUSION (MICRO MEDICAL) (Германия)	
- Спирометры и газоанализаторы	10
- Принадлежности и расходный материал	10
Оборудование BITMOS GmbH (Германия)	
- Кислородные концентраторы	11
- Пульсоксиметры	
- Аппарат нормобарической гипокситерапии ReOxy	
Оборудование Rimed LTD. (Израиль)	12
- Транскраниальная доплеровская система	
Оборудование HEINEN+LÖWENSTEIN GmbH (Германия)	
- Наркозно-дыхательные аппараты и аппараты ИВЛ	12-13
Оборудование EMS Biomedical (Австрия)	
- Системы диагностические нейрофизиологические EMS для электроэнцефалографии и электромиографии	13

ОПИСАНИЕ	Цена, Руб.!
CARDIOVIT AT-2 Plus/C Эксклюзивные поставщики! 6/12-и кан. электрокардиограф, ЖК экран 120x90 мм, встр. интерфейс RS-232, стандартные принадлежности, программа анализа "С" (таблица измерений, усредненные комплексы, интерпретационные сообщения для детей и взрослых), работа от сети и от встроенных аккумуляторов; 400x330x101 (д/ш/в); ок. 5 кг	199 000,00 Специальное предложение
CARDIOVIT AT-1 G2 Новинка!!! Трёхканальный электрокардиограф с цветным экраном, встроенным термопринтером	
CARDIOVIT AT-1 G2 (входит программа расчётов)	180 000,00
CARDIOVIT AT-1 G2, Сумка (входит программа расчётов)	199 000,00
CARDIOVIT AT-1 G2 ETM (программа расчётов и интерпретации)	230 000,00
CARDIOVIT FT-1 Новинка!!! 3/6/12-и кан. электрокардиограф, цветной сенсорный экран высокого разрешения (8"), программа измерений (с маркерами измерений и подробной таблицей измерений), интерактивные визуальные 3D подсказки с контролем качества наложения электродов, расширенные коммуникационные возможности, термопринтер, работа от сети и от встроенных аккумуляторов; 1,1 кг	
CARDIOVIT FT-1, Сумка (входит программа расчётов)	290 000,00
CARDIOVIT FT-1 ETM (программа расчётов и интерпретации)	340 000,00
CARDIOVIT MS-2007 3/6-и кан. электрокардиограф, цветной сенсорный экран (7") с полноразмерной сенсорной клавиатурой, программа измерений "М" (с маркерами измерений и подробной таблицей измерений), память, представление всех 12-ти отведений на экране, работа от встроенного аккумулятора, термопринтер высокого разрешения	270 000,00
CARDIOVIT MS-2007 / C MS-2007 + программа анализа "С" (интерпретационные сообщения для детей и взрослых)	320 000,00
CARDIOVIT MS-2010 6-и кан. электрокардиограф, цветной сенсорный экран (10.4") с полноразмерной сенсорной клавиатурой, встр. интерфейс RS-232, программа измерения "М" (с маркерами измерений и подробной таблицей измерений), память на 350 ЭКГ, представление 12-ти отведений на экране в пяти форматах, работа от встроенного аккумулятора, термопринтер высокого разрешения, сумка 258x193x50 мм (д/ш/в); 1.5 кг	330 000,00
CARDIOVIT MS-2010 / C, Сумка MS-2010 + программа анализа "С" (интерпретационные сообщения для детей и взрослых)	380 000,00
CARDIOVIT AT-102 G2 6/12-ти канальный. Цветной экран высокого разрешения 8", возможность работы от батареи в течение 8 часов с печатью ЭКГ. Беспроводная передача данных, анализ качества сигнала с цветокодированными кривыми и анатомической схемой наложения электродов	390 000,00
CARDIOVIT AT-102 G2 ETM AT-102 G2 с программой интерпретации и расчётов	460 000,00
CARDIOVIT MS-2015 CARDIOVIT CS-104 – компьютерный электрокардиограф 12-и кан. электрокардиограф, цветной сенсорный экран (15") с полноразмерной сенсорной клавиатурой, встр. интерфейс RS-232, коммуникационный модуль SCHILLER (SCM) с двухсторонней коммуникацией через LAN, программа измерения "М" (с маркерами измерений и подробной таблицей измерений), память на 350 ЭКГ, представление 12-ти отведений на экране, работа от встроенного аккумулятора, термопринтер высокого разрешения.	330 000,00
CARDIOVIT MS-2015 / C MS-2015 + программа анализа «С» (интерпретационные сообщения для детей и взрослых)	380 000,00
Комплект Spiro (датчик SP-260, Калибровочный насос, комплект загубников)	250 000,00
CARDIOVIT AT-10 plus / C / HRV / SAECG 12-и кан. электрокардиограф, цветной ЖК экран (10.4"), встр. интерфейс RS-232, программа измерения "М", память на 40 ЭКГ, полностью автоматизированная программа ЭКГ нагрузки, стандартные принадлежности, работа от сети и от встроенных аккумуляторов, вывод на печать на внешний принтер HP (в комплект не входит), подключение дополнительного цветного ЖК экрана для удаленного наблюдения (в комплект не входит), 350x300x90 мм (д/ш/в), 4.5 кг AT-10 plus + программа анализа "С" + программа HRV+программа SAECG (таблица измерений, усредненные комплексы, интерпретационные сообщения для детей и взрослых, программа анализа вариабельности сердечного ритма HRV, программа анализа поздних потенциалов миокарда желудочков)	590 000,00
Комплект Spiro (датчик SP-260, Калибровочный насос, комплект загубников)	250 000,00
CARDIOVIT AT-180-двенадцати / шестнадцатиканальный компьютерный электрокардиограф с цветным экраном и встроенным термопринтером	
CARDIOVIT AT-180 (входит программа расчетов, интерпретации и повторной интерпретации ETM)	880 000,00
CARDIOVIT AT-180 (входит программа расчетов, интерпретации и повторной интерпретации ETM, программа анализа поздних потенциалов миокарда желудочков SAECG, векторкардиография)	990 000,00
CS-104 – компьютерный электрокардиограф	
CARDIOVIT CS-104 проводной модуль регистрации ЭКГ MS-12 USB	310 000,00
CARDIOVIT CS-104 беспроводным модуль регистрации ЭКГ MS-12 blue	380 000,00
Дополнительные возможности	По запросу
CARDIOVIT CS-104 – компьютерная стресс-система с проводным модулем регистрации ЭКГ CARDIOVIT FT-1 (LCD монитор 23,8", принтер, тележка)/ Программное обеспечение ЭКГ нагрузки/ Велозргометр ERG 911S (без измерения АД)/ Стандартные принадлежности для стресс-теста	2 520 000,00
CARDIOVIT CS-104 – компьютерная стресс-система с проводным модулем регистрации ЭКГ CARDIOVIT FT-1 (LCD монитор 23,8", принтер, тележка)/	

Программное обеспечение ЭКГ нагрузки/Велоэргометр 911BP (с измерением АД)/ Стандартные принадлежности для стресс-теста	2 990 000,00
CARDIOVIT CS-104 – компьютерная стресс-система с проводным модулем регистрации ЭКГ CARDIOVIT FT-1 (LCD монитор 23,8", принтер, тележка)/ Программное обеспечение ЭКГ нагрузки/ беговая дорожка SCHILLER MTM-1400med (без измерения АД)/ Стандартные принадлежности для стресс-теста	3 300 000,00
CARDIOVIT CS-200 Standard Диагностическая станция на базе ПК (под ОС WINDOWS, вкл. цветной монитор, внешний лазерный) стандартные принадлежности, программы: ЭКГ покоя по 12-и отведениям, измерения "М", SDS-200plus - управления данными до 200 ЭКГ, дисперсии QT, обнаружения пейсмекера, регистрации ритма, тележка.	По запросу
CARDIOVIT CS-200 / Велоэргометр ERG 911S без блока НИАД CS-200 (стандартные принадлежности для ЭКГ нагрузки) + программа анализа ЭКГ нагрузки "ЕХЕС" (усреднение ЭКГ комплексов, непрерывный анализ ST, возможность повторного анализа теста с трендами ST, ЧСС и АД) + программа анализа ЭКГ нагрузки "ЕХЕС plus" (возможность просмотра всех 12 отведений в полном объеме за весь тест), велоэргометр без блока НИАД, тележка и ПК (LCD монитор 23,8", DVD-RW, принтер, ОС WINDOWS).	3 290 000,00
CARDIOVIT CS-200 / Велоэргометр ERG 911BP с блоком НИАД CS-200 (стандартные принадлежности для ЭКГ нагрузки) + программа анализа ЭКГ нагрузки "ЕХЕС" (усреднение ЭКГ комплексов, непрерывный анализ ST, возможность повторного анализа теста с трендами ST, ЧСС и АД) + программа анализа ЭКГ нагрузки "ЕХЕС plus" (возможность просмотра всех 12 отведений в полном объеме за весь тест), велоэргометр с блоком НИАД, тележка и ПК (LCD монитор 23,8", DVD-RW, принтер, ОС WINDOWS).	3 760 000,00
CARDIOVIT CS-200 / беговая дорожка MTM-1500med без блока НИАД CS-200 (стандартные принадлежности для ЭКГ нагрузки) + программа анализа ЭКГ нагрузки "ЕХЕС" (усреднение ЭКГ комплексов, непрерывный анализ ST, возможность повторного анализа теста с трендами ST, ЧСС и АД) + программа анализа ЭКГ нагрузки "ЕХЕС plus" (возможность просмотра всех 12 отведений в полном объеме за весь тест), беговая дорожка, тележка и ПК (LCD монитор 23,8", DVD-RW, принтер, ОС WINDOWS).	4 890 000,00
BP-200 plus Блок НИАД В комплекте с манжетой и соединительными кабелями	450 000,00
Система вакуумной аппликации ЭКГ электродов Система вакуумной аппликации ЭКГ электродов с цифровой регулировкой вакуума и эргономичным дизайном	250 000,00
Система вакуумной аппликации ЭКГ электродов с тележкой Система вакуумной аппликации ЭКГ электродов с цифровой регулировкой вакуума и эргономичным дизайном	480 000,00
Система для нагрузочного тестирования с газоанализом SCHILLER CARDIOVIT CS-200 / Ergospirometry Система для проведения нагрузочного тестирования с газоанализом на базе электрокардиографа CARDIOVIT CS-200. Представление всех кардиореспираторных параметров и графиков на двух мониторах одновременно. ЭКГ покоя; ЭКГ нагрузки по 12-ти каналам; длительная регистрация ритма; анализ QT дисперсии, функция внешнего дыхания, газоанализ. Автоматическое управление эргометрами. CS-200 Ergometry + газоанализатор Power Cube, два монитора, стандартные принадлежности для CS-200 Ergo-spiro и эргометрии	По запросу
Система кардиореабилитации SCHILLER ERGOSANA REHA Комплекс для диагностики и кардиологической реабилитации SANA-SPRINT служит для поэтапного восстановительного лечения с использованием различных программ тренировок и нагрузочных устройств (велоэргометры, тредмилы)	По запросу
Холтеровская система Medilog Darwin Программное обеспечение medilog® DARWIN2 для хранения и анализа регистраций: medilog® DARWIN2 Office Уникальный алгоритм обработки сигнала и формирования шаблонов, анализ ST, анализ QT, анализ пейсмекера, временной анализ variability ЧСС. В комплект не входит ПК и регистратор.	370 000,00
Программное обеспечение medilog® DARWIN2 для хранения и анализа регистраций: medilog® DARWIN2 Enterprise Уникальный алгоритм обработки сигнала и формирования шаблонов, анализ ST, анализ QT, анализ пейсмекера, временной и спектральный анализ variability ЧСС (HRV), расширенный анализ предсердий (Atrial), апноэ (Apnea) Дыхательная активность (EDR). В комплект не входит ПК.	880 000,00
Регистратор ЭКГ по Холтеру medilog® AR, вариант исполнения: о (Office) с принадлежностями Эффективный и надежный современный 3-х каналный регистратор ЭКГ по Холтеру Технология PureECG™, встроенный микрофон для записи данных пациента, OLED-дисплей (органический светодиодный) работа от внутренней аккумуляторной батареи или по желанию от обычных, не подзаряжаемых батарей типа AAA, система дублированного автономного питания для непрерывной регистрации данных свыше 14 дней, 3-мерный акселерометр распознает паттерны движения пациента, распознавание импульсов пейсмекера, частота дискретизации 32000 Гц по трем каналам, разрешение по амплитуде 15 бит, передача данных через съемный USB-носитель, интерфейс BlueTooth.	290 000,00
Регистратор ЭКГ по Холтеру medilog® AR, вариант исполнения: e (Enterprise) с принадлежностями Эффективный и надежный современный 3-х каналный регистратор ЭКГ по Холтеру Технология PureECG™, встроенный микрофон для записи данных пациента, OLED-дисплей (органический светодиодный) работа от внутренней аккумуляторной батареи или по желанию от обычных, не подзаряжаемых батарей типа AAA, система дублированного автономного питания для непрерывной регистрации данных свыше 14 дней, 3-мерный	390 000,00

Прайс-лист действует с 13.09.2023 г.

акселерометр распознает паттерны движения пациента, распознавание импульсов пейсмекера, частота дискретизации 32000 Гц по трем каналам, разрешение по амплитуде 15 бит, передача данных через съемный USB-носитель, интерфейс BlueTooth распознавание зубца Р для предсердного анализа, <u>определение частоты дыхания и эпизодов апноэ</u> , регистрация пульсоксиметрии при подключении датчика SpO2.	
Регистратор BR-102 plus	240 000,00
Аппарат 24-х часового амбулаторного мониторинга АД (метод измерения аускультативный в комбинации с осциллометрическим), программа для представления и анализа результатов мониторинга АД на ПК МТ-300, кабель USB для подключения к ПК (в комплект не входит ПК); 101х69х28 мм (д/ш/в); 198 г	

Цены указаны в Рублях (РУБ).

Цены указаны на условиях DDP-Москва

Дефибрилляторы SCHILLER AG (Швейцария)

ОПИСАНИЕ	Цена, Руб.!
Fred EASY	
Портативный наружный дефибриллятор, бифазная технология Multipulse Biowave , работа от батареи, карта памяти, комплект одноразовых электродов, сумка для транспортировки, 230х220х70 мм (д/ш/в), ок. 1,5 кг	
Fred EASY с полуавтоматическим режимом дефибрилляции, с отображением ЭКГ	230 000,00
Fred EASY с режимом ручной дефибрилляции, с отображением ЭКГ	270 000,00
Fred EASY Trainer	78 800,00
Тренажер для обучения работе с АНД	
Fred Easyport	310 000,00
Портативный дефибриллятор, автоматич. наружная дефибрилляция, бифазная технология Multipulse Biowave , работа от батареи, транспортная сумка, комплект одноразовых электродов, 133х126х35 мм (д/ш/в), 450 г	
Fred PA-1	250 000,00
Портативный дефибриллятор, автоматический или полуавтоматический режим работы, бифазная технология Multipulse Biowave , автоматическое самотестирование, немедленное включение при поднятии крышки, предустановленные электроды, пошаговые голосовые и визуальные инструкции	
Defigard 4000 Дефибриллятор-монитор	
Портативный наружный дефибриллятор. Бифазная технология Multipulse Biowave . Возможности: ЭКГ, Трансторакальный водитель ритма, SpO2 пульсоксиметрия, принтер	
Defigard 4000 с утюжковыми электродами и принтером	690 000,00
DEFIGARD HD-7– дефибриллятор-монитор	
DEFIGARD HD-7– дефибриллятор-монитор с утюжковыми электродами и встроенным термопринтером	840 000,00
DEFIGARD HD-7– дефибриллятор-монитор с утюжковыми электродами, встроенным термопринтером и трансторакальным водителем ритма	920 000,00
Дополнительные возможности	По запросу

Цены указаны в Рублях (РУБ).

Цены указаны на условиях DDP-Москва

Принадлежности и расходный материал SCHILLER AG (Швейцария)

ОПИСАНИЕ	Цена, Руб.!
РЕГИСТРИРУЮЩАЯ БУМАГА	
AT-1 G-2	290,00
80 мм	Вкл. НДС
FT-1 поставляется по 10 шт	По запросу
AT-1 / SP-1	290,00
90 мм	Вкл. НДС
AT-101 / Argus LCM / Defi 5000	450,00
80 мм	Вкл. НДС
AT-2 / AT-2plus / CS-200	1 100,00
210 мм	Вкл. НДС
AT-102 / AT-102plus / AT-102 G2	1 050,00
210 мм	Вкл. НДС
MS-2007 / MS-2010	550,00
114 мм	Вкл. НДС
MS-2015	1 050,00
210 мм	Вкл. НДС
AT-10plus / AT-110	850,00
210 мм	Вкл. НДС
ARGUS LCX / Defigard 4000 / Maglife Serenity	850,00
80 мм	Вкл. НДС
AT-4 / AT-104 PC	350,00
90 мм	Вкл. НДС
AT-10 / SP-10	800,00
210 мм	Вкл. НДС
ПАЦИЕНТНЫЕ КАБЕЛИ	
Кабель пациента для AT-1/AT-101/AT-2/AT-2plus/AT-10plus/AT-4/AT-102/AT-104PC /AT-110/PT-160	18 750,00
Банановидный 2 м	Вкл. НДС
Кабель пациента для AT-1/AT-101/AT-2/AT-2plus/ AT-10plus/AT-102/AT-104PC/AT-110/PT-160	29 100,00
клипсовый, 3,5 м,	Вкл. НДС
Кабель пациента для AT-5/AT-10/CS-200	35 100,00
банановидный/клипсовый, 3,5 м,	Вкл. НДС
Кабель пациента 4-х жильный для MT-101 (2-х кан.)	18 300,00
	Вкл. НДС
Кабель пациента 6-ти жильный для MT-101 (3-х кан.)	26 100,00
	Вкл. НДС
Кабель пациента 5-ти жильный для Medilog FD5plus, AR4plus, AR12plus	25 050,00
	Вкл. НДС
Кабель пациента 7-ти жильный для Medilog FD5plus, AR4plus, AR12plus	32 100,00
	Вкл. НДС
ЭЛЕКТРОДЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЭКГ	
Электроды многоразовые для взрослых SCHILLER	9 600,00
Набор многоразовых ЭКГ электродов для взрослых (4 конечностных + 6 грудных)	Вкл. НДС
Электроды многоразовые для детей SCHILLER	11 550,00
Набор многоразовых ЭКГ электродов для детей (4 конечностных + 6 грудных)	Вкл. НДС
Одноразовые био-адгезивные электроды SCHILLER	7 050,00
500 шт./уп.,	Вкл. НДС
Адаптер для био-адгезивных электродов SCHILLER	6 000,00
10 шт./уп.,	Вкл. НДС
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ	
Одноразовые электроды для дефибрилляции (комплект для взрослых)	5 100,00
Наклеивающиеся электроды для взрослых одноразовые 1 уп.	Вкл. НДС
Одноразовые электроды для дефибрилляции (комплект для детей)	8 100,00
Наклеивающиеся электроды для детей одноразовые 1 уп.	Вкл. НДС

Цены указаны в Рублях (РУБ).

Цены указаны на условиях DDP-Москва

МАНЖЕТЫ И ПЛАСТЫРИ ДЛЯ МОНИТОРИНГА АД

Манжета малого типоразмера для BR-102 / BR-102 plus / BP-200 (18-26 см.)	9 900,00 Вкл. НДС
Манжета среднего типоразмера для BR-102 / BR-102 plus / BP-200 (25-35 см.)	9 000,00 Вкл. НДС
Манжета большого типоразмера BR-102 / BR-102 plus / BP-200 (35-45 см.)	16 800,00 Вкл. НДС
Микрофон с соединительной трубкой для BR-102plus	13 800,00 Вкл. НДС
Микрофон с соединительной трубкой для BR-102	По запросу Вкл. НДС

РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ СПИРОМЕТРИИ

Одноразовые загубники для SP-20 (картонные), 100 шт./уп.	2 400,00 Вкл. НДС
Съемные фильтры для SP-20 / SP-260, 100 шт./уп.	9 000,00 Вкл. НДС
Одноразовые загубники для SP-150 / SP-250 (пластмассовые), 10 шт./уп.	4 650,00 Вкл. НДС
Носовой зажим	300,00 Вкл. НДС
Трубки дыхательные одноразовые к спирографу SpiroScout. (1 уп. - 50 шт.)	По запросу Вкл. НДС
Одноразовые фильтры Ganshorn (1уп. – 100 шт.)	По запросу Вкл. НДС
Многоразовые загубники Ganshorn для взрослых (1уп. – 10 шт.)	По запросу Вкл. НДС
Многоразовые загубники Ganshorn для детей (1уп. – 10 шт.)	По запросу Вкл. НДС

ТРАНСПОРТНЫЕ СУМКИ, ТЕЛЕЖКИ

Транспортная сумка для AT-1/AT-101/ MS-2007/MS-2010/AT-104	7 900,00 Вкл. НДС
Тележка Kangaroo для электрокардиографов SCHILLER Вкл. корзину и держатель для пациентного кабеля, максимальная нагрузка: 50 кг.	По запросу
Носимый карман для регистратора MT-101	5 500,00 Вкл. НДС
Носимый карман для регистратора BR-102 plus	5 500,00 Вкл. НДС
Носимый карман Medilog FD5plus, AR4plus, AR12plus	6 900,00 Вкл. НДС

Цены указаны в Рублях (РУБ)

Цены указаны на условиях DDP-Москва

Оборудование GANSHORN Medizin Electronic GmbH (Германия)

ОПИСАНИЕ	Цена, Руб.!
POWERCUBE BODY Бодиплетизмограф с ультразвуковым датчиком потока для диагностики респираторной системы. Характеристики: анализ выдыхаемого воздуха в режиме реального времени; расчет ATP - BTPS в режиме реального времени; ультразвуковой датчик потока, не требующий калибровки и не оказывающий сопротивления воздушному потоку. Программы: бодиплетизмография; спирометрия; Flow/Volume, определение внутригрудного объема (TGV), определение сопротивления дыхательных путей (RAW)	По запросу
Аппарат для исследования функции внешнего дыхания PowerCube Бодиплетизмограф PowerCube Body: - ультразвуковой датчик потока - спирометрия (SVC, FVC) - определения внутригрудного объема (TGV) - определение сопротивления дыхательных путей (RAW) - определение диффузионной способности легких - анализ работы дыхательной мускулатуры	8 400 000,00
Опция измерения эффективности работы дыхательной мускулатуры P 0.1/Pmax	По запросу
Опция измерения дыхательного сопротивления ROCC	По запросу
Опция измерения эластичности легочной ткани/ Compliance+	По запросу
Опция проведения бронхопровокации/ Provocation ProvoJet (integrated in the Body-box)	По запросу
Опция диффузии	По запросу
POWERCUBE DIFFUSION Аппарат для исследования диффузионной способности легких. Обеспечивает быстрое и точное измерение СО для процедуры определения диффузионной способности легких. Анализатор гелия дает информацию о дыхательных объемах в течение нескольких миллисекунд. Характеристики: определение диффузионной способности легких методом одиночного вдоха, в том числе в режиме реального времени; расчет ATP - BTPS в режиме реального времени; ультразвуковой датчик потока, не требующий калибровки и не оказывающий сопротивления воздушному потоку.	По запросу
SPIROSCOUT Система исследования ФВД (спирометрия, поток/объем) на базе Windows, ультразвуковой датчик (ПК в комплект не входит).	
SPIROSCOUT с одноразовыми дыхательными трубками	370 000,00

Цены указаны в Рублях (РУБ)

Цены указаны на условиях DDP-Москва

Принадлежности и расходный материал GANSHORN Medizin Electronic GmbH (Германия)

ОПИСАНИЕ	Цена, Руб
Одноразовые фильтры GANSHORN 100 шт./уп.	32 000,00 Вкл. НДС

Цены указаны в Рублях (RUB)

Цены указаны на условиях DDP-Москва

Фильтры антибактериальные для спирометров GVS (Италия)

ОПИСАНИЕ	Цена, Руб.!
Фильтры антибактериальные GVS Фильтры антибактериальные для спирометров JAEGER Фильтры для проведения исследования функции внешнего дыхания. Наши изделия прошли строгие испытания и доказали свою высокую эффективность защиты от вирусов и бактерий, а также соответствие всем требованиям биосовместимости. Антибактериальные фильтры - лучшее решение для защиты пациентов, персонала и инструментов от инфицирования. Минимальный заказ осуществляется от 100 штук	17 900,00 (цена за 100 штук)
Фильтры антибактериальные для спирометров VYARE Фильтры для проведения исследования функции внешнего дыхания. Наши изделия прошли строгие испытания и доказали свою высокую эффективность защиты от вирусов и бактерий, а также соответствие всем требованиям биосовместимости. Антибактериальные фильтры - лучшее решение для защиты пациентов, персонала и инструментов от инфицирования. Минимальный заказ осуществляется от 100 штук	17 900,00 (цена за 100 штук)
Фильтры антибактериальные для спирометров GANSHORN Фильтры для проведения исследования функции внешнего дыхания. Наши изделия прошли строгие испытания и доказали свою высокую эффективность защиты от вирусов и бактерий, а также соответствие всем требованиям биосовместимости. Антибактериальные фильтры - лучшее решение для защиты пациентов, персонала и инструментов от инфицирования. Минимальный заказ осуществляется от 100 штук	17 900,00 (цена за 100 штук)
Фильтры антибактериальные для спирометров MIR Фильтры для проведения исследования функции внешнего дыхания. Наши изделия прошли строгие испытания и доказали свою высокую эффективность защиты от вирусов и бактерий, а также соответствие всем требованиям биосовместимости. Антибактериальные фильтры - лучшее решение для защиты пациентов, персонала и инструментов от инфицирования. Минимальный заказ осуществляется от 100 штук	17 900,00 (цена за 100 штук)

Цены указаны в рублях (РУБ)

Цены указаны на условиях DDP-Москва

Оборудование Vyair Medical / CARE FUSION (Германия)

ОПИСАНИЕ	Цена, Руб!
MICRO RPM Ручной прибор для оценки силы дыхательных мышц посредством определения максимального давления выдоха и вдоха в ротовой полости (MIP, MEP) и максимального назального давления вдоха (SNIP) в смH ₂ O; ЖК дисплей; работа от батареи 9 В; программа ПК Rima: компьютерная программа обработки данных от MicroRPM; анализ и хранение результатов (входит в комплект). Размеры: 170x60x26 мм, вес: 175 г	145 000,00
MICRO CO Ручной прибор для определения значения альвеолярной концентрации CO в ppm или %COH ₂ у пациентов с профзаболеваниями, отравлениями CO и лиц, злоупотребляющих курением; ЖК дисплей; передача данных на ПК при помощи программы COBRA (входит в комплект); работа от батареи 9В, RS-232. Размеры: 170x60x26 мм, вес: 160 г	67 000,00

Цены указаны в Рублях (РУБ)

Цены указаны на условиях DDP-Москва

Принадлежности и расходный материал Vyair Medical (MICRO MEDICAL, Германия)

ОПИСАНИЕ	Цена, Руб.!
Термобумага Vyair Medical 112 мм ширина, 1 рулон (PSA 1600)	По запросу Вкл. НДС
Термобумага (Россия) 110 мм ширина, 1 рулон	200,00 Без НДС
Загубники одноразовые картонные для взрослых 500 шт./уп. (PSA 1000)	5 185,00 Вкл. НДС
Загубники одноразовые картонные педиатрические для спирометров 250 шт./уп., необходим переходник, в комплект не входит (PSA 1200)	3 825,00 Вкл. НДС
Переходник для педиатрических загубников 1 шт. (PSA 1100)	935,00 Вкл. НДС
Загубники одноразовые картонные для MicroCO / SmokeCheck / Micro H2 250 шт./уп. (PSA 1200)	3 825,00 Вкл. НДС
Одноразовые фильтры GVS для спирометров /SpiroUSB / MicroLoop / MicroLab / MasterScreen (Jaeger)/ MIR (Spirolab)/ MicroMedical/ Cosmed Qbox/ GANSHORN Стоимость указана за минимальную партию - 100 шт	17 900,00 Вкл. НДС специальное предложение
Подставка под датчик объема для спирометров 1 шт.	3 400,00 Вкл. НДС
Калибровочный баллон с газом CO 1 шт., объем – 20 л (MCG020)	12 665,00 Вкл. НДС
Редуктор для газового баллона 1 шт. (MGA222)	11 475,00 Вкл. НДС
Носовой зажим 1 шт. (892120)	По запросу Вкл. НДС

Цены указаны в Рублях (РУБ)

Цены указаны на условиях DDP-Москва

Кислородный концентратор BITMOS GmbH (Германия)

ОПИСАНИЕ	Цена, Руб.!
OXY 6000 Концентратор для проведения кислородотерапии при отсутствии централизованной подачи кислорода (стационары, поликлиники, санатории, машины скорой помощи, домашние условия и пр.). Обеспечивает подачу увлажненной воздушной смеси с концентрацией кислорода 75-95% в зависимости от скорости потока (0 – 6 л/мин). Встроенная система тревог, фильтров. Уровень шума: 35 Дб. Потребляемая мощность: 360 Вт. Гарантия – 30,000 часов или 5 лет. Размеры: 53,5x20,3x52,0 см. Вес: 19,8 кг	99 000 Руб!

Цены указаны в Рублях (РУБ)

Цены указаны на условиях DDP-Москв

Пульсоксиметры BITMOS GmbH (Германия)

ОПИСАНИЕ	Цена, Руб.!
sat 801 Переносной пульсоксиметр с цветным TIF дисплеем. Технология Massimo, сигналы тревоги, память данных, USB интерфейс, использование микрокарты SD, в комплекте с многоразовым датчиком DCSC. Размеры (вхшхг): 128x85x46 мм, вес: 230 г, вкл. батареи, руководство пользователя	
sat 801 (питание литий-ионный аккумулятор) кат. №36-8001.1 (2.4Ач) sat 801 + пальцевой датчик с интегрированным кабелем DCSC для пациентов весом >30 кг. (кат№16-1396) время работы: 30 ч	139 000,00
sat 805 Ручной прибор для обеспечения непрерывного мониторинга состояния пациента. Управление одной кнопкой, удобное меню. ЖК дисплей. Сохранение и экспорт данных осуществляется с помощью карты памяти (MultiMediacard). Все данные, полученные во время наблюдений за пациентом, будут надежно сохранены и быстро скопированы. Размеры (вхшхг): 92x240x104 мм, вес: 900 г Дополнительные принадлежности (в комплект не входят): весь спектр сенсоров фирмы Masimo, кабель пациента, система настенного крепежа, ИК-адаптер для ПК, пакет программ TrendLibrary	
sat 805 (питание литий-ионный аккумулятор) кат. №39-1001 Sat 805 + пальцевой датчик с интегрированным кабелем DCSC для пациентов весом >30 кг. (кат. №16-1396), электронный блок (39-1000), сетевой адаптер (28-5004), руководство пользователя (39-1201) время работы: 15 ч	По запросу

Цены указаны в Рублях (РУБ)

Цены указаны на условиях DDP-Москв

Аппарат нормобарической гипокситерапии ReOxy (BITMOS)

ОПИСАНИЕ	Цена, Руб.!
Гипокситерапевтический аппарат ReOxy ReOxy ® аппарат для управляемой гипокситерапии, сертифицированный в Европе как медицинское изделие для применения у кардиологических пациентов и разрешенный для применения в лечебных учреждениях.	По запросу
Индивидуальный дыхательный контур в упаковке, типоразмер L (дыхательная трубка, лицевая маска, фильтр вирусобактериальный, конектор)	4 900,00 вкл НДС
Индивидуальный дыхательный контур в упаковке, типоразмер S (дыхательная трубка, лицевая маска, фильтр вирусобактериальный, конектор)	5 090,00 вкл НДС
Лицевая маска типоразмер L	1 900,00
Лицевая маска типоразмер S	2 090,00

Цены указаны в Рублях (РУБ).

Цены указаны на условиях DDP-Москва

Транскраниальная доплеровская система Rimed LTD. (Израиль)

ОПИСАНИЕ	Цена, Руб.!
Digi-lite™ одноканальный транскраниальный доплер Включает один датчик с рабочей частотой 2 МГц (транскраниальный), M-Mode режим (одновременное обнаружение сосудов на разных глубинах), сенсорный дисплей 15", операционную систему Windows, компактную клавиатуру и мышь	По запросу
Digi-lite™ 2-х канальный транскраниальный доплер Включает два датчика с рабочей частотой 2 МГц (транскраниальный), программу длительного мониторинга, фиксатор датчиков LMY-3 для мониторинга, M-Mode режим (одновременное обнаружение сосудов на разных глубинах), программу обнаружения эмболов, сенсорный дисплей 15", операционную систему Windows, компактная клавиатура и мышь	3 846 590,00
Модуль Digi-lite IP+ Модуль цветной визуализации кровотока с высоким разрешением для полного внутричерепного, экстракраниального и УЗ исследования легких	По запросу
Датчик 2 МГц	По запросу
Датчик 4 МГц	По запросу
Датчик 8 МГц	По запросу
Датчик 16 МГц (интраоперационный)	По запросу
Направляющая для датчика 16 МГц	По запросу
Auto-Track	По запросу
ПО для оценки вазомоторной реактивности и индекса задержки дыхания	По запросу
ПО для проведения теста вызванного кровотока	По запросу
Передача отчета во внутрибольничную информационную сеть по DICOM	По запросу
Электрическая специальная тележка медицинского класса	По запросу
Кейс для транспортировки системы	По запросу

Цены указаны в Рублях (РУБ)

Цены указаны на условиях DDP-Москва

Наркозно-дыхательные аппараты и аппараты ИВЛ HEINEN + LÖWENSTEIN GmbH (Германия)

ОПИСАНИЕ	Цена, Руб.!
Наркозно-дыхательный аппарат LEON plus + AION 3 Наркозный аппарат для детей и взрослых; стандартные методы анестезии, вкл. низкотоковую. нестезиологическая рабочая станция – для проведения всех стандартных методов анестезии, включая ингаляционную с низкими потоками. Электронный смеситель для 3 газов. Выбор смеси газов и регулировка потока на экране дисплея. Электронное управление установками свежего газа, с защитой пользователя от ошибочных установок. NIST соединение для шлангов подачи газов - вход для двух испарителей. Электронно-управляемый вентилятор с пневматическим приводом, свисающие меха с компенсированной податливостью. 15" цветной монитор с активным экраном, одновременное отображение до 4 кривых. Полное управление данными с представлением трендов. Кривые: давление, поток, объем, O2, CO2, N2O, анестезиологический газ. Петли: Поток-Объем, Давление-Объем, Поток-Давление. Режимы вентиляции IMV, S-IMV, PCV, S-PCV, PSV, Ручная вентиляция / SPONT, 20-1600 мл дыхательный объем, 4-80 д/мин ЧД, 1:4 - 4:1 I:E. Наркозный аппарат LEON plus включает: Режим вентиляции HLM (Heart Lung Machine mode), возможность вентиляции пациента при переводе его на аппарат искусственное сердце, Режим вентиляции с гарантированным объемом, Блок пациента. Компактный блок контура (нагреваемый), Камера поглотителя CO2 для Leon plus, Датчик дефицита свежего газа AION 03, Мультигазовый анализатор. Автоматически определяет концентрации кислорода, углекислого газа, закиси азота, галотана, энфлюрана, изофлюрана, севофлюрана и дезфлюрана в любых комбинациях. Он автоматически определяет, какой агент присутствует в газовой смеси. Испарители, Анестезирующий агент, Sevo/Iso/Halothane на выбор. Один испаритель входит в комплект.	По запросу
Аппарат ИВЛ - ELISA 600/800 Инновационные аппараты для проведения инвазивной и неинвазивной искусственной вентиляции легких для пациентов в любых клинических состояниях, с массой тела от 2 кг. Различные аппаратные и программные опции позволяют произвести индивидуальные настройки аппаратов в соответствии с потребностями пользователя, для обеспечения оптимальных условий при проведении всех реанимационных мероприятий.	По запросу
Аппарат ИВЛ - Leoni plus Аппарат ИВЛ - Leoni plus. Применение: неонатология и педиатрия. Инновационная технология специально для недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела. Leoni plus функционирует с помощью триггерной системы компенсированного объема утечки, которая обеспечивает безопасную и мягкую вентиляцию и у новорожденных и у пациентов с весом до 30 кг. Работа дыхания снижена с помощью совершенной системы контроля потока и уникального типа клапана выдоха. Индивидуальная установка инспираторного и экспираторного потока обеспечивает принудительную высокую гибкость паттерна потока. Встроенный цветной графический дисплей с диагональю 12". Тележка для Leoni Plus (при заказе с компрессором) Компрессор, с соединительным кабелем (по желанию)	По запросу
Аппарат ИВЛ – Leoni plus с модулем высокочастотной вентиляции Обеспечивает мониторинг всех необходимых параметров, кривых и дыхательных петель. Режимы вентиляции: IPPV, IMV, SIPPV, S-IMV, PSV-SIPPV, PSV-SIMV, CPAP, nCPAP, nIPPV.	По запросу

Прайс-лист действует с 13.09.2023 г.

HFO - модуль высокочастотной вентиляции.

VLV - вентиляция с ограничением объема.

VG - вентиляция с гарантированным объемом.

- Независимая установка для вдыхаемого и выдыхаемого потока

- Простая подготовка клапана выдоха

- Система триггера с компенсацией утечки

- Триггер адаптируется автоматически к объему вдоха, 5-30%.

Аппарат ИВЛ – Leonі plus без модуля высокочастотной вентиляции

По запросу

Обеспечивает мониторинг всех необходимых параметров, кривых и дыхательных петель.

Режимы вентиляции:

IPPV, IMV, SIPPV, S-IMV, PSV-SIPPV, PSV-SIMV, CPAP, nCPAP, nIPPV.

VLV - вентиляция с ограничением объема.

VG - вентиляция с гарантированным объемом.

- Независимая установка для вдыхаемого и выдыхаемого потока

- Простая подготовка клапана выдоха

- Система триггера с компенсацией утечки

- Триггер адаптируется автоматически к объему вдоха, 5-30%.

Цены указаны в рублях (РУБ).

Цены указаны на условиях DDP-Москва

Системы диагностические нейрофизиологические EMS Biomedical (Австрия)

ОПИСАНИЕ	Цена, Руб.!
Система диагностическая нейрофизиологическая EMS: электроэнцефалография 40-канальная цифровая система записи и просмотра ЭЭГ + фотостимулятор с лампой и кабелями и стойка-держатель для лампы фотостимулятора Программное обеспечение включает: программа записи и просмотра ЭЭГ Sienna EEG, FFT/Mapping, CSA/DSA Аппаратное обеспечение включает: 40-канальный цифровой усилитель с USB интерфейсом, набор кабелей, крепление и держатель для усилителя. Тележка не входит в стоимость	от 1 376 250,00
Станция записи ЭЭГ ПК (операционная система Windows 7, процессор 1, 9 ГГц, Core 2, память не менее 500 Мб, жесткий диск 250 Гб, монитор не менее 19", принтер	По запросу
Опция видео-ЭЭГ мониторинга Программа видео-ЭЭГ мониторинга, видеокомплект: цветная цифровая телеуправляемая видеокамера дневного/ночного наблюдения (автоматическое переключение), усиленный инфракрасный прожектор, кронштейн видеокамеры, объектив с телеуправляемым фокусом и ZOOM	По запросу
Набор ЭЭГ-электродов Позолоченные чашечковые электроды, кабель 100 см (10 шт./уп.) - 4 уп. NuPrep™ Гель для обработки кожи, тюбик 113,40 г (3 шт./уп.) - 1 уп.	По запросу
Electro cap система II, DIN Шапочка большого размера -1 шт., шапочка среднего размера -1 шт., даптер электродный 1 шт., 1 body harness, инсертные электроды -2 шт., ушные электроды-2 шт., спонж-электроды одноразовые (100 шт./упак.) -1 упак., шприц с 2 иглами, измерительная лента, электродный гель 473 мл – 2 шт., Ivory-1 шт.	По запросу
Система диагностическая нейрофизиологическая EMS: электромиография 4-канальная цифровая система записи и просмотра ЭМГ Система включает: Контрольную панель, основной блок стимуляции, 4-канальный усилитель и развязывающий усилитель, двухканальный электрический стимулятор, стандартное ПО для формирования отчета. Возможно дооснащение аппаратно-программным обеспечением в соответствии с потребностями заказчика Основные опции: исследование нервной проводимости (NCR), интраоперационный мониторинг (включен во все комплекты IOM в стандартной комплектации), AEP/VEP/SEP.	По запросу

Цены указаны в рублях (РУБ).

Цены указаны на условиях DDP-Москва