


DC 246 71 6



7 111



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
FEDERAL SERVICE OF HEALTH CARE AND SOCIAL DEVELOPMENT CONTROL

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
REGISTRATION CERTIFICATE

№ ФСЗ 2011/11375

от 28 декабря 2011 года

Срок действия: не ограничен.

Настоящее удостоверение выдано

"Шиллер АГ", Швейцария,

Schiller AG, Altgasse 68, 6341 Baar, Switzerland

и подтверждает, что изделие медицинского назначения (изделие медицинской техники)

Монитор пациента ARGUS, с принадлежностями

(см. Приложение на 2 листах)

производства

"Шиллер АГ", Швейцария,

Schiller AG, Altgasse 68, 6341 Baar, Switzerland

класс потенциального риска 2б

ОКП 94 4180

соответствующее комплекту регистрационной документации

КРД №46819 от 28.11.2011

приказом Росздравнадзора от 28 декабря 2011 года №8634-Пр/11

разрешено к импорту, продаже и применению на территории Российской Федерации

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

Е.А. Тельнова



014823

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
ATTACHMENT
№ ФСЗ 2011/11375**

Лист 1

- I. Монитор пациента ARGUS, варианты исполнения: LCX, LCX plus.
II. Принадлежности:
1. Термопринтер (1 шт.).
 2. ЭКГ электроды для мониторинга Blue Sensor (уп./25 шт.).
 3. ЭКГ электроды для мониторинга (уп./50 шт.).
 4. ЭКГ электроды гелевые для детей и новорожденных (уп./3 шт.).
 5. Кабель пациентный 3-х жильный, клипсовый, 1,5 м (1 шт.).
 6. Кабель пациентный 3-х, 5-ти, 10-ти жильный, клипсовый, 3,0 м (1 шт.).
 7. Кабель пациентный экранированный клипсовый: 3-х, 5-ти, 10-ти жильный, 3 м (1 шт.).
 8. ЭКГ электроды для взрослых и детей:
 - грудные электроды (6 шт.),
 - электроды для конечностей (4 шт.).
 9. Модуль инвазивного АД (ИАД) (1 шт.).
 10. Датчик для измерения инвазивного АД артериального и венозного (1 шт.).
 11. Комбинированный датчик для измерения инвазивного АД (1 шт.).
 12. Держатель для датчика инвазивного АД (1 шт.).
 13. Фиксатор держателя для датчика инвазивного АД (1 шт.).
 14. Интерфейсный блок для ВЧД (1 шт.).
 15. Соединительный кабель для датчика инвазивного АД (1 шт.).
 16. Интерфейсный кабель для датчиков ИАД: V.Braun, Mediserv, Transpac II, Baxter, Abbott/Transpac IV Becton Dickinson, Utah/Mallinckrodt, PVB, Medex, X-Trans (1 шт.).
 17. Модуль НИАД (1 шт.).
 18. Манжеты НИАД: для взрослых, для детей, для новорожденных (малого, среднего и большого размеров) (1 шт.).
 19. Соединительные трубки манжеты НИАД: для взрослых, для детей, для новорожденных (1 шт.).
 20. Адаптер НИАД для новорожденных (1 шт.).
 21. Микроконнекторы НИАД: гнездо, штырь (1 шт.).
 22. Модуль пульсоксиметрии SpO₂ (1 шт.).
 23. Соединительный кабель для датчиков пульсоксиметрии (1 шт.).
 24. Пальцевые датчики пульсоксиметрии: для взрослых, для детей (1 шт.).
 25. Ушной датчик пульсоксиметрии (1 шт.).
 26. Клипса для ушного датчика пульсоксиметрии (1 шт.).
 27. Гибкие датчики пульсоксиметрии: для взрослых, для детей, для новорожденных (1 шт.).
 28. Соединительный кабель для температурных датчиков (1 шт.).
 29. Модуль Температуры (1 шт.).
 30. Температурные датчики для взрослых: 1,2 м и 2,2 м. (1 шт.).
 31. Температурный датчик ушной (1 шт.).
 32. Температурный датчик ректальный (1 шт.).

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
и социального развития

28 декабря 2011 года



Е.А. Тельнова

019656